

REFRIGEL



Désignation du produit

- «REFRIGEL» est un dispositif Médical de la classe I (Directive 93/42 CEE).
- Il est conforme à l'obligation de marquage CE.
- La conception et la fabrication offrent une assurance de qualité totale.

Composition

- «REFRIGEL» se compose de Gel d'eau stabilisé et de cellulose.

Caractéristiques

- Dispositif à usage multiple permettant une accumulation de frigories ou de calories en vue de les restituer sur une peau saine pour un soulagement de la douleur.

Présentation produit et conditionnement

- Ces dispositifs peuvent être commercialisés sous différents conditionnements.

Indications

- Ce dispositif médical s'appliquant simplement sur une zone sensible pour en atténuer la douleur :
Cryothérapie (Froid) : entorses, claquages, déchirures musculaires, contusions, ecchymoses, tendinites, brûlures légères, piqûres d'insectes, maux de tête.
Thermothérapie (Chaud) : douleurs rhumatismales, lumbagos, dorsalgie, cervicalgies, torticolis.

Mode d'emploi

En compresse froide :

- Mettre la poche nue un minimum de 2 heures dans le compartiment froid d'un réfrigérateur ou pendant 30 minutes dans un congélateur, avant utilisation.
- Pour le transport, au sortir du réfrigérateur ou du congélateur, mettre le REFRIGEL dans un emballage isotherme.
- Envelopper la poche froide dans un des champs, à usage unique, fourni avant de l'appliquer sur la zone de la douleur.
- Fixer l'ensemble à l'aide d'une bande élastique en s'assurant d'une tension satisfaisante.

En compresse chaude :

- Plonger la poche nue pendant 10 minutes dans de l'eau chaude à ~ 80° C.
- Envelopper la poche chaude dans un des champs, à usage unique, fourni avant de l'appliquer sur la zone de la douleur.
- Fixer l'ensemble à l'aide d'une bande élastique en s'assurant d'une tension satisfaisante.

Précautions d'utilisation

- Ne jamais utiliser la poche chaude ou froide en contact direct avec la peau.
- Utiliser des champs à usage unique pour l'isoler du contact direct avec la peau.
- Avant toute utilisation, vérifier que la poche ne soit pas percée.
- Nettoyer et désinfecter la poche à l'aide de désinfectants normalisés avant tout réemploi.
- Contrôler la date de péremption du produit.

Toxicité

- Le gel pouvant s'échapper accidentellement du dispositif n'offre pas de danger pour un contact direct avec la peau même lésée. Il ne contient aucun composant toxique.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Validité et conditions de stockage

- Validité du produit : 3 ans si les conditions de stockage sont respectées.
- Conserver à plat dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité, sous une température ambiante entre 15°C et 30°C au maximum.

Signification des pictogrammes sur l'étiquetage



Utiliser jusqu'à...

Référence du catalogue

Code du lot