

Doigtiers de protection - Réf. 11071T1 à 6, 11071PM et 11071GL



Description produit

- **Composition** : Latex naturel (LATZ 60%), Mélange de base REF : L1000.
- **Couleurs** : naturelle.
- **Fabrication** : la fabrication est réalisée par trempage.
- **Tailles** : 8 tailles disponibles, d'une épaisseur allant de 0,55 mm à plus ou moins 0,05 mm.
- **Propriétés mécaniques** : selon la norme NFT 46002, ces données sont indicatives elles peuvent varier.
 - allongement à la rupture : 700% à 900 %,
 - résistance à la rupture : 20Mpa à 30Mpa,
 - contraintes de traction à : 100 % : 0.70 Mpa à 0.85 Mpa.

Doigtiers	Diamètres	Longueurs
N°1	15mm +/-1mm	63mm +/-3mm
N°2	17mm +/-1mm	65mm +/-3mm
N°3	19mm +/-1mm	73mm +/-3mm
N°4	21mm +/-1mm	68mm +/-3mm
N°5	23mm +/-1mm	80mm +/-3mm
N°6	26mm +/-1mm	80mm +/-3mm
PM	21mm +/-1mm	55mm +/-3mm
PL	24mm +/-1 mm	50mm +/-3mm

Précautions d'emploi

- Le doigtier de protection ne doit pas être utilisé directement sur une plaie.
- Il ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue au latex.
- Pour des raisons d'hygiène, chaque dispositif doit être strictement réservé à l'usage d'une seule personne.

Entretien

- Laver le dispositif à l'aide d'un savon antiseptique.
- Sécher le dispositif, le conserver à l'abri de la lumière .
- Ne pas mettre en contact avec des corps gras qui risquent d'altérer le latex.

Indication

- Dispositif servant à protéger les doigts.
- Fabricant : AZUR VALATEX
- Nom commercial : doigtier de protection.

Règles de classification

- Il s'agit d'un dispositif non invasif.
- Le dispositif médical est classé selon la Règle 1 de l'annexe IX de la directive 93/42/CEE.
- Le dispositif médical appartient à la classe 1.
- Le dispositif n'est pas prévu pour entrer en contact avec une plaie ou une lésion cutanée.

