

Bande de pansement Soft® Next, réf. 100KMA




Description

- Bande de pansement facile à utiliser.
- Elle n'adhère qu'à elle-même.
- Ne laisse aucun reste de colle.
- Souple et élastique, elle prend la forme des articulations
- Résiste à l'eau et adhère à une peau humide.

Caractéristiques produit


- **Pansement sans colle** : ne colle ni à la peau, ni aux poils ni à la plaie. Aucun reste de colle.
- **N'adhère qu'à lui-même** : tient même sur une peau sale et mouillée. Peut s'utiliser avec de la crème ou de la pommade.
- **Sans latex** : n'abîme pas la peau et ne provoque pas d'allergie.
- **Souple et élastique** : prend la forme des articulations et peut s'utiliser sous des gants.
- **Absorbant** : idéal pour les plaies qui saignent.
- **Arrêt des saignements** : appliquer plusieurs couches et bien appuyer sur le pansement pour qu'il adhère. Utiliser plusieurs couches en cas de saignement important.
- **Supporte l'eau** : ne se détache pas s'il se mouille.
- **Poreux** : ne laisse pas la peau gorgée d'eau sous le pansement.
- **Dimensions de la bande** : la 6 x Lo 100 cm.
- **Couleur** : peau.



Ne colle pas à la peau,
aux cheveux, aux blessures



Auto-adhérent et élastique



Utilisable dans l'eau