

## Salvequick pansement adhésif détectable - Réf. 1151



### Description

- Pansements adhésifs stériles, détectables, proposés en medium et senior, emballés dans une boîte cartonnée.
- Les pansements adhésifs stériles sont recouverts d'une protection en papier.
- Les pansements sont détectables par la plupart des détecteurs de métaux.
- La recharge s'insère dans le distributeur Cederroth (Salvequick) pour pansements adhésifs.
- Le pansement est constitué d'un support, uniformément enduit d'une masse adhésive.
- La compresse absorbante placée au centre laisse une marge de surface adhésive tout autour.
- La partie adhésive est recouverte d'une pellicule détachable en deux parties se chevauchant partiellement.
- Lorsqu'un pansement est sorti de son emballage, la partie basse de la pellicule détachable reste en arrière. La protection reste sur le pansement. Une moitié du pansement peut alors être appliquée sur la peau, à l'aide d'une main seulement. La protection et la partie supérieure de la pellicule peuvent ensuite être enlevées, le pansement adhésif étant ainsi prêt à l'usage.

### Caractéristiques techniques

- **Usage :** les pansements adhésifs stériles sont destinés à assurer une barrière mécanique et à absorber les exsudats de plaies peu exsudatives.

### Dimensions du produit :

- **Medium :** - Pansement adhésif : 72 x 19 mm ;  
- Compresse absorbante : 24 x 12 mm.
- **Senior :** - Pansement adhésif : 72 x 25 mm ;  
- Compresse absorbante : 24 x 17 mm.

### Matériau

- Support : bleu, Pellicule de polyuréthane souple (PU).
- Adhésif : polyacrylate transparent (hypoallergénique).
- Compresse absorbante : une couche de métal détectable aluminium recouverte d'une compresse sèche, en non-tissé aiguilleté et d'une surface de contact non adhérente à la plaie.
- Pellicule détachable : pellicule papier détachable à une face siliconée.
- Papier d'emballage : papier ordinaire soudé à froid + protection papier.

### Stérilisation

- Méthode de stérilisation : irradiation gamma.
- **Conditions de stockage :** Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine pour une protection maximale jusqu'à son utilisation.  
Durée de stockage : 5 ans à partir de la date de production

### Etiquetage

- **Produit (recharge) :** Cederroth - adresse, numéro de téléphone et télécopie ;  
Nom du produit, Code référence, Numéro du lot, Date limite d'utilisation, Code EAN ;  
Symboles : CE +NB#, STERILE, R, DO NOT REUSE, LOT, USE BY.
- **Emballage de transport :** Cederroth - adresse, numéros de téléphone et de télécopie, adresse web ;  
Nom du produit, Code référence, Numéro du lot, Date limite d'utilisation, code EAN, Quantité.
- **Conditionnement de vente :** Cederroth - adresse, numéros de téléphone et de télécopie, adresse mail et web ;  
Nom du produit, Code référence, Numéro du lot, Date limite d'utilisation, Code EAN, Quantité ;  
Symboles : CE +NB#, LOT, USE BY.