

## Tampons d'alcool 70% Alcomed Pads - Réf. 10904



### Description

- Solution pratique et hygiénique pour la désinfection des peaux saines.
- A usage externe uniquement, il s'applique de manière rapide et directe sur l'endroit à désinfecter.
- Prêt à l'emploi.
- Son petit format s'adapte tout particulièrement à l'antisepsie de la peau lors des prises de sang et prélèvements dans les laboratoires d'analyses médicales, en milieu hospitalier, pour les infirmières libérales, etc.

### Caractéristiques techniques

- **Référence lot** : voir sur le sachet et la boîte.
- **Code ACL** : - Pharmacie : 3401040776721 ;  
- Répartiteur : 4077672.
- **Dispositif raccordé** : non.
- **Dispositif à usage unique** : mono patient pendant l'utilisation.
- **Dispositif stérile** : non.
- **Stérilisation** : uniquement par Gamma, pas possible par EO.
- **Autodavable** : non.
- **Nettoyage** : non.

- **Pièces constitutives** : non.
- **Matières** : - Tampon : 50% polypropylène et 50% cellulose, non tissé ;  
- Principe actif : alcool Isopropanol à 70° (poids :  $0.4 \pm 0.05g$ ) 70% ; Eau à 30% ;  
- Pochette : aluminium, papier, plastique totalement hermétique et étanche.
- **Fiche de sécurité/substance** : voir fiche de données de sécurité sur notre site internet.
- **Norme** : - Conforme avec la directive 93/42/CEE (Dispositif Médicaux) ;  
- Déclaration produit CE de classe 1 non stérile.
- **Étiquetage** : Nom, Référence, CE, COMED, lot, date de péremption, logo usage unique, indications.
- **Emballage** : Sous sachet pelable étanche unitaire. En boîte de 100 pièces, et pochette individuelle.
- **Stockage particulier** : dans un endroit sec, propre et bien aéré.
- **Durée d'utilisation** : 5 ans.
- **Marquage sur le DM** : non.
- **Dimensions ( $\pm 3$  mm)** : - Tampon ouvert : 65 x 30 mm ;  
- Tampon plié : 32,5 x 30 mm ;  
- Pochette : 50 x 50 mm.
- **Épaisseur** : 0,23 mm.
- **Poids net** : 1 g.
- **Couleurs** : blanc.
- **Résistance température** : de -10 à 40°C.
- **Recyclage** : récupération dans un bac de récupération des déchets contaminés.
- **DEEE / REACH / Phtalates / PVC** : Non / Non / Non / Non.
- **Données de sécurité** : Phrases R = 11-21-22-34-36-67 S= 2-7-16 -26, combinaison de phrases = Nul.
- **Normes applicables** : NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012 ; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013 ; NF EN ISO 14971 : 2013 ; NF EN ISO 15223-1: 2012 ; NF ISO 15223-2: 2010.

### Mode d'emploi

- Tampon alcoolisé permettant de désinfecter la peau avant injection.
- Déchirer le sachet individuel en suivant les pointillés.
- Retirer la lingette.
- Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter.
- Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue.

### Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique

- Ne pas apposer sur une plaie ouverte ou suintante, ni sur un orifice naturel du corps.
- Ne pas s'approcher des yeux, risque d'irritation. Après ouverture à utiliser rapidement.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.



**Attention** : vapeur inflammables. Tenir éloigné des étincelles, des flammes et d'une source de chaleur durant l'utilisation et pour le stockage.