

Pansement adhésif tissé sans latex - Réf. 56801



Description produit

- Pansement adhésif constitué d'un support tissé extensible couleur chair, enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc et de résines synthétiques (exempte de latex) et d'une compresse médiane absorbante neutre, non adhérente à la plaie.
- Le pansement est disponible sous plusieurs formes et comporte en son centre une compresse carrée destinée à être appliquée sur la coupure ou la lacération.

Caractéristiques produit

- Ne contient pas de latex naturel (masse adhésive du pansement et de l'emballage).
- Support élastique tissé, aéré et résistant.
- Adhésif sur quatre côtés, qui n'adhère pas à la plaie.
- Recommandé pour les sujets présentant une sensibilité au latex naturel.
- Produit à usage unique, livré non stérile.
- Aucune contre-indications pour l'usage de ce produit.
- Classe C.E. du dispositif : I, non stérile.
- Autorisation CE N°: Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal
- Année de première mise sur le marché : 2003 en France.
- Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Durée de vie : 5 ans

Indications

- Pansement premiers soins pour plaies mineures et superficielles : coupures, abrasions, lacérations.
- Protection de la peau après prise de sang ou vaccination.

Particularités d'utilisation

- Doit être appliqué sur peau sèche et propre.
- N'est pas indiqué pour le maintien d'accessoires lourds ou volumineux.
- Précautions d'emploi : pour déterger les téguments, éviter l'emploi d'ammoniums quaternaires.

Composition

- **Support** : tissu tissé viscosse et polyamide (caoutchouc et résines synthétiques)
- **Masse adhésive** : transparente sans latex, avec un grammage moyen : 150 +/- 15 g/m².
- **Compresse** : non-tissée viscosse/polyester blanc, absorbant, recouvert d'une feuille de polyéthylène.
- **Élément protecteur** : papier blanc siliconé sur une face, d'un grammage : 49 +/- 6 g/m².

Contrôles

- **Des matières premières** : contrôle du poids.
- **Des produits finis** : comportement à l'étirement et la quantité de masse adhésive.

Conditionnement et procédé de destruction

- **Conditionnement** : Le pansement est emballé individuellement sous sachet papier soudé.
- **Procédé de destruction** : Ceux prévus pour la destruction des pansements (dont incinération).

Informations

- Fabricant légal : BSN Medical GmbH - Quickbornstrasse 24 - D-20253 HAMBOURG (Allemagne)
Site certifié ISO 9001 & 13485
- Remboursement : non remboursé par la Sécurité Sociale.
- Nomenclature LPPR : Non applicable; code CLADIMED: F51B et code GMDN: 44990.